

KERN TGC 150-2S05

KERN

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	TGC

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	150 g
Portata [Max] (ct)	750 ct
Divisione [d]	0,01 g
Divisione carato [d] (ct)	0,05 ct
Risoluzione	15.000
Linearità	± 0,3 g
Riproducibilità	0,2 g
Range di tara	150 g
Unità preimpostata	g

Unità di misura	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 g (M2); 100 g (M2)
Possibili punti di regolazione	150 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	40 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	80 mg

Tolleranza (% da [Max])	0,2%
-------------------------	------

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	100×130×18 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	81 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando	4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Protetta IP - unità completa	-

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×CR2032
Tipo di batteria/accumulatore	Li-metallo
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	210 mAh
Batteria tempo di carica	8,75 h
Batteria autonomia - con retroilluminazione	8,75 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	22 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	80 %
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

KERN TGC 150-2S05

KERN

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×130×16,5 mm
Peso netto	0,75 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,75 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247S05
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127S05.
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

