

KERN TGC 1K-3

KERN

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



Omologazione

Marchio CE ✓

Display

Tipo di display LCD
Display retroilluminato sì
Display altezza cifre 12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 100×130×18 mm
Materiale alloggiamento del display Plastica
Materiale alloggiamento plastica
Materiale piatto di pesata acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (Ø) 81 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando 4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore 4 min
Funzione di tara manualmente (più volte)
Protetta IP - unità completa -

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Batteria
Batteria 2×CR2032
Tipo di batteria/accumulatore Li-metallo
Collegamento della batteria Cuscinetto + Molla
Batteria capacità 210 mAh
Batteria tempo di carica 8,75 h
Batteria autonomia - con retroilluminazione 8,75 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione 22 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min] 80 %
Umidità ambientale [Max] 90 %
Temperatura ambiente [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [Max] 40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d

Categoria

Marchio KERN
Categoria di prodotto Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti TGC

Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica
Sistema di pesata Estensimetro
Portata [Max] 1000 g
Portata [Max] (ct) 5000 ct
Divisione [d] 1 g
Divisione carato [d] (ct) 5 ct
Risoluzione 1.000
Linearità ± 6 g
Riproducibilità 3 g
Range di tara 1000 g
Unità preimpostata g

g
gn
dwt
ozt
ct
oz

Unità di misura

Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato 750 g (M3)
Possibili punti di regolazione 1 kg
Tempo di stabilizzazione 2 s
Tempo di riscaldamento 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max] 3 g
Scorrimento massimo (15 minuti) 2 g
Scorrimento massimo (30 minuti) 4 g

KERN TGC 1K-3

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×130×16,5 mm
Peso netto	0,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,318 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

