

KERN TGC 1K-3S05

KERN

Präzisions-Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale



Max. Kriechen (30 Minuten) 4 g

Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display-Art LCD
Display Hinterleuchtung ja
Display Ziffernhöhe 12 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 100×130×18 mm
Material Displaygehäuse Kunststoff
Material Gehäuse Kunststoff
Material Wägeplatte Edelstahl
Abmessungen Wägefläche (Ø) 81 mm

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung 4
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb 4 min
Tariertfunktion manuell (mehrmalig)
IP-Schutz - Kompletgerät kein IP-Schutz

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung Batterie
Batterie 2xCR2032
Batterie-/ Akkuart Li-Metal
Batterieanschluss Pad + Feder
Batterie-Kapazität 210 mAh
Batterie Betriebsdauer 8,75 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 8,75 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 22 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] 80 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 90 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C) 0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C
Lagertemperatur [Min] -20 °C
Lagertemperatur [Max] 60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Laborwaage
Produktgruppe Taschenwaage
Produktfamilie TGC

Messsystem

Bauart der Waage Einbereichswaage
Wägesystem Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max] 1000 g
Wägebereich [Max] in Karat 5000 ct
Ablesbarkeit [d] 1 g
Ablesbarkeit Karat [d] (ct) 5 ct
Auflösung 1.000
Linearität ± 6 g
Reproduzierbarkeit 3 g
Tariertbereich 1000 g
Voreingestellte Einheit g

Einheiten

g
gn
dwt
ozt
ct
oz

Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht 750 g (M3)
Mögliche Justierpunkte 1 kg
Einschwingzeit 2 s
Anwärmzeit 10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] 3 g
Max. Kriechen (15 Minuten) 2 g

KERN TGC 1K-3S05

Präzisions-Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 100×130×16,5 mm

Nettogewicht 0,75 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,75 kg

Bruttogewicht ca. 0,80 kg

Versandgewicht 0,8 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort 961-247S05

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-127S05.

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

