

# KERN TGD 50-3C

# KERN

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose



Scorrimento massimo (15 minuti)	4 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 mg

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	touchscreen LCD
Display dimensioni	75×36 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	96×150×64 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Plastica
Materiale protettivo antivento	plastica
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	65 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	5 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione di conteggio	✓
Pesate sottobilancia	No

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	4×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	150 h

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	205×139×68 mm

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	TGD

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 g
Portata [Max] (ct)	250 ct
Divisione [d]	0,001 g
Divisione carato [d] (ct)	0,005 ct
Risoluzione	50.000
Linearità	± 0,003 g
Riproducibilità	0,003 g
Range di tara	50 g
Unità preimpostata	g

Unità di misura	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Peso minimo [Min]	0,02 g
Peso minimo [Min] (ct)	0,1 ct
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 g (F2)
Possibili punti di regolazione	50 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g

# KERN TGD 50-3C

# KERN

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose

Peso netto	0,205 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,4 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

