

KERN TGD 50-3C

KERN

Compacte zakkaratbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen



Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g
Maximale kruip (15 minuten)	4 mg
Maximale kruip (30 minuten)	8 mg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD-touch
Scherm grootte	75×36 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	96×150×64 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal windbescherming	kunststof
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	65 mm
Stelschroeven verstelbaar	✓

Funcities

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	4×1.5 V AAA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	150 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	TGD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	50 g
Weegbereik [Max] (ct)	250 ct
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	0,005 ct
Resolutie	50.000
Linearisatie	± 0,003 g
Reproduceerbaarheid	0,003 g
Tarrabereik	50 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Eenheden	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Minimumgewicht [Min]	0,02 g
Minimumgewicht [Min] (ct)	0,1 ct
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 g (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min

KERN TGD 50-3C

Compacte zakkaraatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	205×139×68 mm
Nettogewicht	0,205 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

