

# KERN TGD 50-3CS05

# KERN

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	TGD

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 g
Portata [Max] (ct)	250 ct
Divisione [d]	0,001 g
Divisione carato [d] (ct)	0,005 ct
Risoluzione	50.000
Linearità	± 0,003 g
Riproducibilità	0,003 g
Range di tara	50 g
Unità preimpostata	g

	g
	gn
Unità di misura	dwt
	ozt
	ct
	oz

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 g (F2)
Possibili punti di regolazione	50 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 mg

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	touchscreen LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	96×150×64 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Plastica
Materiale protettivo antivento	plastica
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	65 mm
Piedini di livellamento regolabili	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	5 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Protetta IP - unità completa	-

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentazione e batteria incluse
Batteria	4×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	150 h

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Peso netto	1,025 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg

# KERN TGD 50-3CS05

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose

Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	1,905 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247S05
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127S05.
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD

---



### OPTION

---

