

KERN TGD 50-3CS05

KERN

Compacte zakkaatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	TGD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	50 g
Weegbereik [Max] (ct)	250 ct
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	0,005 ct
Resolutie	50.000
Linearisatie	± 0,003 g
Reproduceerbaarheid	0,003 g
Tarrabereik	50 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Eenheden	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 g (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g

Maximale kruip (15 minuten)	4 mg
Maximale kruip (30 minuten)	8 mg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD-touch
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	96×150×64 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal windbescherming	kunststof
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	65 mm
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voeding & batterij inbegrepen
Batterij	4×1.5 V AAA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	150 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Nettogewicht	1,025 kg

KERN TGD 50-3CS05



Compacte zakkaraatbalans voor nauwkeurig wegen van sieraden en edelstenen

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	1,905 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247S05
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127S05.
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

