

KERN TVL-XLS

KERN

Banco di prova manuale per prove di trazione e compressione ad alta precisione, con misurazione della lunghezza



Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	200×300×800 mm
Peso netto	11,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	14 kg
Peso di spedizione	14 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	TVL

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	500 N
Directione de la forza	trazione compressione
Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con display
Lunghezza misurabile [Max]	54 cm
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	200×300×800 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	200×300×800 mm
Materiale	metallo, verniciato
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Forza generata [Max]	500 N
Montaggio - applicazione della forza	5 × foro filettato M6
Montaggio - dissipazione della forza	5 × foro filettato M6
Corsa del mandrino (passo per giro)	3 mm
Tipo di azionamento	manuale manovella
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	500 N
Corsa [Max]	230 mm