



## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	TVL-XS

## Design

Dimensioni (L×P×A)	300×250×160 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	300×250×160 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	300×250×160 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Forza generata [Max]	100 N
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M6
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M6
Corsa del mandrino (passo per giro)	2 mm
Tipo di azionamento	manuale manovella
Corsa [Max]	200 mm

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×260×220 mm
Peso netto	4,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,6 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg