



## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	570×275×240 mm
Poids net	10,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	11 kg
Poids brut env.	12 kg
Poids d'expédition	12 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel
Famille de produits	TVP-L

## Système de mesure

Longueur mesurable [Max]	10 cm
Tolérance (longueur mesurée)	2%

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×233×420 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Montage - Application de la force	5 × trou fileté M6
Montage - évacuation des forces	5 × trou fileté M6
Type d'entraînement	manuel levier
Course avec mouvement de levier / déclencher [Max]	78 mm
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	315 mm

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C