

# KERN TVP-L

# KERN

Banco di prova manuale per prove di compressione con riga digitale



Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	570×275×240 mm
Peso netto	10,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	11 kg
Peso lordo ca.	12 kg
Peso di spedizione	12 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	TVP-L

## Sistema di misura

Lunghezza misurabile [Max]	10 cm
Tolleranza (lunghezza misurata)	2%

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Design

Dimensioni (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	150×233×420 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Forza generata [Max]	500 N
Montaggio - applicazione della forza	5 × foro filettato M6
Montaggio - dissipazione della forza	5 × foro filettato M6
Tipo di azionamento	manuale leva
Corso con movimento a leva / rilascio [Max]	78 mm
Altezza dello spazio di misura [Max]	315 mm

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
---------------------------------	--------