

# KERN TVP-L

# KERN

Handmatige testinstallatie voor drukkrachtmetingen met digitale lengtemeeteenheid



## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	570×275×240 mm
Nettogewicht	10,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	11 kg
Brutogewicht ca.	12 kg
Verzendgewicht	12 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVP-L

## Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	10 cm
Tolerantie (gemeten lengte)	2%

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	150×233×420 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×233×420 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×233×420 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Type aandrijving	handmatig hefboom
Verplaatsingsweg met hendelbeweging / release [Max]	78 mm
Hoogte meetruimte [Max]	315 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C