



Peso neto	10,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	11 kg
Peso bruto aprox.	12 kg
Peso de envío	12 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas manual
Familia de productos	TVP

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×233×420 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×233×420 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×233×420 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Fuerza generada [Max]	500 N
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Alineación de medición	vertical
Tipo de accionamiento	manual palanca
Recorrido de desplazamiento con movimiento de palanca / liberar [Max]	78 mm
Altura del espacio de medición [Max]	315 mm

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	570×275×240 mm