



Poids brut env.	12 kg
Poids d'expédition	12 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel
Famille de produits	TVP

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×233×420 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Montage - Application de la force	5 × trou fileté M6
Montage - évacuation des forces	5 × trou fileté M6
Alignement de mesure	vertical
Type d'entraînement	manuel levier
Course avec mouvement de levier / déclencher [Max]	78 mm
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	315 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	570×275×240 mm
Poids net	10,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	11 kg