


KERN TVP

KERN

Banco de ensaio manual para medições de forças pressão



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	11 kg
Peso bruto aprox.	12 kg
Peso de envio	12 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Bancada de ensaio manual
Família de produto	TVP

Desenho

Dimensões (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	150×233×420 mm
Material da caixa	metal, lacado
Força produzida [Max]	500 N
Montagem - aplicação de força	5 × furo roscado M6
Montagem - dissipação de força	5 × furo roscado M6
Medição de alinhamento	vertical
Tipo de tracção	manal alavanca
Curso com movimento de alavanca / lançamento [Max]	78 mm
Altura do espaço medido [Max]	315 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	570×275×240 mm
Peso líquido	10,5 kg