

KERN YBA-A14

Copertina rigida di protezione

KERN



Categoria

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia |
| Gruppo di prodotti | Copertina rigida di protezione |

Design

| | |
|-----------|-------|
| Materiale | A PET |
|-----------|-------|

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 270×320×50 mm |
| Peso netto | 0,015 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,05 kg |
| Peso lordo ca. | 0,10 kg |
| Peso di spedizione | 0,9 kg |

Pittogrammi