

KERN YDB-04

KERN

Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	68×3×139 mm
Material	Edelstahl

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	135×200×30 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

