

# KERN YDB-04

**KERN**

Set para la determinación de la densidad de líquidos y materiales sólidos



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	68×3×139 mm
Material	Acero inoxidable

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	135×200×30 mm
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,2 kg

## Pictogramas

### STANDARD

