

# KERN YDB-04

**KERN**

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

## Design

Dimensioni (L×P×A)	68×3×139 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×200×30 mm
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

## Pittogrammi

STANDARD

