

# KERN YDB-04

**KERN**

Set voor dichtheidsbepalingen van vloeistoffen en vaste stoffen



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	68×3×139 mm
Materiaal	Edelstaal

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	135×200×30 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

## Pictogrammen

STANDARD

