

KERN YDB-04

KERN

Kit para cálculo densimétrico de líquidos e substâncias sólidas



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças

Desenho

Dimensões (L×P×A)	68×3×139 mm
Material	Aço inox

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	135×200×30 mm
Peso líquido	0,05 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY