

KERN CFS-A01

Interfacekabel RS-232 Kabellengte 1,5 m

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Kabels

Ontwerp

Kabellengte	1,5 m
-------------	-------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×100×40 mm
Nettogewicht	0,065 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Pictogrammen