

KERN MLB-A05

Schnittstellenkabel RS-232, Kabellänge 1,5 m

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Kabel

Bauform

Kabellänge	1,5 m
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×170×30 mm
Nettogewicht	0,08 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,253 kg

Piktogramme