

# KERN YPS-03

**KERN**

Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wäegergebnis verfälschen könnten



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Wägetisch

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	800×600×785 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	800×600×785 mm
Material	Aluminium

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	800×600×300 mm
Nettogewicht	46 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	46 kg
Bruttogewicht ca.	55 kg
Versandgewicht	53,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD

