

KERN YPS-03

KERN

Tavolo di pesata per assorbire scosse e vibrazioni, che potrebbero altrimenti falsificare il risultato di pesata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Tabella di pesatura

Design

Dimensioni (L×P×A)	800×600×785 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	800×600×785 mm
Materiale	alluminio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	800×600×300 mm
Peso netto	46 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	46 kg
Peso lordo ca.	55 kg
Peso di spedizione	53,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

