

KERN YPS-03

KERN

Mesa de pesagem, por absorver as vibrações e oscilações que, caso contrário, iriam falsificar os resultados de pesagem



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Tabela de pesagem

Desenho

Dimensões (L×P×A)	800×600×785 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	800×600×785 mm
Material	alumínio

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	800×600×300 mm
Peso líquido	46 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	46 kg
Peso bruto aprox.	55 kg
Peso de envio	53,5 kg

Pictogramas

STANDARD

