

# KERN YTB-01

**KERN**

Tragetasche für den mobilen Einsatz, ein Tragegriff und ein Schultergurt sorgen für eine bequeme Handhabung



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	650×395×10 mm
Versandart	Paketdienst
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Versandgewicht	0,517 kg

## Piktogramme

### STANDARD

