

KERN YTB-01

KERN

Borsa per l'utilizzo mobile, la maniglia e la cinghia per le spalle assicurano una comoda manipolazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	650×395×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso lordo ca.	0,55 kg
Peso di spedizione	0,517 kg

Pittogrammi

STANDARD

