

KERN YTB-01S05

KERN

Tragetasche für den mobilen Einsatz, ein Tragegriff und ein Schultergurt sorgen für eine bequeme Handhabung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×660×130 mm
Versandart	Paketdienst
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	7 kg

Piktogramme

STANDARD

