

KERN YTB-02

KERN

Rucksack für den mobilen Einsatz, 2 gepolsterte Tragegurte und Tragegriffe für eine sichere und bequeme Handhabung, zusätzliches, großes Reißverschlussfach zum Verstauen von Gegenständen



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	620×400×40 mm
---------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	640×420×40 mm
Versandart	Paketsdienst
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	2,2 kg

Piktogramme

STANDARD

