

# KERN YTB-02

# **KERN**

Zaino per l'utilizzo mobile, 2 cinghie imbottite e maniglie per una manipolazione sicura e comoda, in aggiunta ampio vano con chiusura lampo per riporre gli oggetti



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

## Design

Dimensioni (L×P×A)	620×400×40 mm
--------------------	---------------

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	640×420×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso lordo ca.	0,90 kg
Peso di spedizione	2,2 kg

## Pittogrammi

STANDARD

