

KERN YBI-01A

KERN

Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung KERN YBI-01A



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Ionisator

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	110×115×45 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	110×115×45 mm
Material	Kunststoff

Energieversorgung

Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO AUS UK US CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	0 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Nettogewicht	0,443 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,699 kg