

# KERN YBI-01A

# KERN

Ionizador para neutralizar la carga electrostática KERN YBI-01A



Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envío	0,699 kg

## Pictogramas

### STANDARD



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Ionizador

Homologación	
Marca CE	✓

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	110×115×45 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	110×115×45 mm
Material	plásticos

Alimentación	
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH

Condiciones medioambientales	
Temperatura de almacenamiento [Min]	0 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Peso neto	0,443 kg
Método de envío	Servicio de paquetes