

KERN YBI-01A

KERN

Ionisateur pour la neutralisation des charges électrostatiques KERN YBI-01A



Poids d'expédition

0,699 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Ioniseur

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	110×115×45 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	110×115×45 mm
Matériau	plastiques

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO AUS UK US CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	0 °C
Température de stockage [Max]	50 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Poids net	0,443 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	0,70 kg