

# KERN YBI-01A

**KERN**

Ionizador para neutralizar a carga electroestática KERN YBI-01A



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envio	0,699 kg

## Pictogramas

### STANDARD



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Ionizador

Homologação	
Sinal CE	✓

Desenho	
Dimensões (L×P×A)	110×115×45 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	110×115×45 mm
Material	plásticos

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK US CH

Condições ambientais	
Temperatura de armazenamento [Min]	0 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	50 °C

Embalagem e expedição	
Leitura força [d] (N)	1 d
Peso líquido	0,443 kg