

KERN YDB-01

KERN

Jeu de détermination de la densité des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq = 1$



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances

Forme de construction

Matériau	Inox
----------	------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	195×240×150 mm
Poids net	0,29 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,65 kg
Poids d'expédition	1,4 kg

Pictogrammes

STANDARD

