

# KERN YDB-01

**KERN**

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi con densità  $\leq/\geq = 1$



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

## Design

Materiale	Acciaio inossidabile
-----------	----------------------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	195×240×150 mm
Peso netto	0,29 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,65 kg
Peso di spedizione	1,4 kg

## Pittogrammi

STANDARD

