

# KERN YDB-01

**KERN**

Set voor dichtheidsbepalingen van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid  $\leq/\geq = 1$



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

## Ontwerp

Materiaal	Edelstaal
-----------	-----------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	195×240×150 mm
Nettogewicht	0,29 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	1,4 kg

## Pictogrammen

STANDARD

