

KERN YDB-01

KERN

Kit para cálculo densimétrico de líquidos e substâncias sólidas com densidade $\leq/\geq = 1$



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças

Desenho

Material	Aço inox
----------	----------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	195×240×150 mm
Peso líquido	0,29 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,65 kg
Peso de envio	1,4 kg

Pictogramas

STANDARD

