

KERN YDB-02

KERN

Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq = 1$



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Bauform

Material	Edelstahl
----------	-----------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×445×185 mm
Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	4,9 kg

Piktogramme

STANDARD

