

# KERN YDB-02

**KERN**

Jeu de détermination de la densité des matières liquides et solides avec une densité  $\leq/\geq = 1$



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances

## Forme de construction

Matériau	Inox
----------	------

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×445×185 mm
Poids net	1,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	4,9 kg

## Pictogrammes

STANDARD

