

KERN YDB-02

KERN

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi con densità $\leq/\geq = 1$



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Design

Materiale	Acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×445×185 mm
Peso netto	1,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	4,9 kg

Pittogrammi

STANDARD

