

# KERN YDB-02

**KERN**

Set voor dichtheidsbepalingen van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid  $\leq/\geq = 1$



## Categorie

|                  |            |
|------------------|------------|
| Merk             | KERN       |
| Productcategorie | Weegschaal |

## Ontwerp

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Edelstaal |
|-----------|-----------|

## Milieuomstandigheden

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C  |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 300×445×185 mm |
| Nettogewicht                  | 1,6 kg         |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 1,6 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 2,6 kg         |
| Verzendgewicht                | 4,9 kg         |

## Pictogrammen

STANDARD

