

KERN YDB-03

Universal-Dichteset

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Bauform

Material	Edelstahl
----------	-----------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×245×210 mm
Nettogewicht	0,646 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	4 kg

Piktogramme

STANDARD

