

KERN YDB-03

Kit universale per la determinazione di densità

KERN



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Design

Materiale	Acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	390×245×210 mm
Peso netto	0,646 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	4 kg

Pittogrammi

STANDARD

