

# KERN YKP-02

Stativhöhe 750-1000 mm, Edelstahl

# KERN



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	450×450×1040 mm
Stativhöhe	1040 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×390×165 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Bruttogewicht ca.	3,2 kg
Versandgewicht	5,7 kg

## Piktogramme

STANDARD

