

KERN YKP-02

Altura del soporte 750-1000 mm, Acero inoxidable

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	450×450×1040 mm
Soporte altura	1040 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	440×390×165 mm
Peso neto	2,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	3,2 kg
Peso de envío	5,7 kg

Pictogramas

STANDARD

