

KERN YKP-02

Altezza stativo 750-1000 mm, Acciaio inossidabile

KERN



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Dimensioni (L×P×A)	450×450×1040 mm
Stativo altezza	1040 mm

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	440×390×165 mm
Peso netto	2,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Peso di spedizione	5,7 kg

Pittogrammi

STANDARD

