

# KERN YKP-02

Statiefhoogte 750-1000 mm, Edelstaal

**KERN**



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	450×450×1040 mm
Statief hoogte	1040 mm

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	440×390×165 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	5,7 kg

## Pictogrammen

STANDARD



1 DAY