

KERN 326-12

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML)



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-442

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML F1 |
| Produktfamilie | 326 |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|-------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 kg |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 10 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 7390 |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) | 8730 |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | F1 |

Bauform

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht | Eco-Form |
| Abmessungen (Ø×H) | 60×102 mm |
| Material | Edelstahl poliert (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 60×60×102 mm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Versandart | Paketsdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,0 kg |
| Versandgewicht | 2 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-442 |
|--------------------------------------|---------|